

HiPPo H1 Quick Guide

<https://www.hippodiabetes.com/>

Anduri Kasutamine

Kasutusjuhend

EE Eesti

Aktivizējiet Sensoru

Lietošanas instrukcija

LV Latviešu

Jutiklio

Naudojimo instrukcija

LT Lietuvių



Rakenduse Installimine ja Sisselogimine

Rakenduse allalaadimiseks skannige QR-kood ja registreerige rakenduses HiPPo konto.

1. Kandmiskoha puhastamine

1.1 Peske käed hoolikalt seebiga ja laske neil õhu käes kuivada.

1.2 Soovitame seadet kanda õlavarre välisküljel, kuna selles piirkonnas on tavaliselt rohkem rasvade.

*Andurit ei ole muude kohtade jaoks katsetatud ega heaks kiidetud.

1.3 Desinfitseerige piirkond alkoholiga, pühkige seda põhjalikult ja laske õhu käes täielikult kuivada.

2. Anduri kandmine

2.1 Lükake sinine nupp ülemisse asendisse.

*Liigutage nuppu üles, kuni see jõuab piirini ja seda ei saa enam edasi lükata, seejärel näete, kuidas hõbedane tihend välja hüppab.

2.2 Eemaldage tihendusõrnas ja avage seejärel ülemine kork. (Korgi all näete nuppu.)

2.3 Vajutage nuppu

*Vajutage, kuni kuulete klõpsatust.

2.4 Keerake lahti alumine kork.

*Ärge vajutage aplikaatorile enne, kui see on ettenähtud kohale asetatud.

2.5 Paigutage aplikaatori põhi ettenähtud koha vastu. Hoidke ülemine kork suletuna ja suruge kindlalt aplikaatorit edasi, kuni kuulete selget „klõpsatust“.

2.6 Eemaldage aplikaator ettevaatlikult, hoides seda püstiselt.

Ärge veel aplikaatorit ära visake!

2.7 Veenduge, et andur oleks kindlalt nahale kinnitatud, hõõrudes selle ümber olevat kleiplinti ettevaatlikult 10 sekundit.

3. Anduri rakendusega ühendamine

3.1 Skannige aplikaatori tagaküljel olevat QR-koodi, et andur rakendusega siduda.

3.2 Kui koodi skannimine ei õnnestu, võite ühenduskoodi ka käsitsi sisestada.

4. Plaastrit kasutamine

Anduri kehal püsimiseks peate katma selle plaastriga.

Leiate selle anduri karbis olevast ümbrist.

**Vaadake üle pideva glükoosimonitooringu süsteemiga kaasas olevad tootejuhised. Kõnealusel juhised sisaldavad olulist teavet, sealhulgas ettenähtud kasutusala, vastunäidustused, hoiatuste ja ettevaatusabinõude kohta.

Märkus. Minge veebisaidile [\[https://www.hippodiabetes.com/downloadsandguides/\]](https://www.hippodiabetes.com/downloadsandguides/) või skannige plitjuhiste all olev QR-kood. Või pöörduge tootejuhiste saamiseks kohaliku müügiesindaja poole.

Instalējiet lietotni un piesakieties

Skenējiet QR kodu, lai lejupielādētu lietotni, un reģistrējiet HiPPo kontu lietotnē.

1. Notīriet uzlikšanas vietu

1.1 Rūpīgi nomazgājiet rokas ar ziepēm un ļaujiet tām nožūt gaisā.

1.2 Mēs iesakām to valkāt uz augšdelma ārējās aizmugures, jo šajā zonā parasti ir vairāk taukaudu.

*Sensors nav testēts vai apstiprināts lietošanai citās vietās.

1.3 Dezinficējiet vietu ar spirtu, rūpīgi noslaukiet un ļaujiet tai pilnībā nožūt.

2. Uzlieciet sensoru

2.1 Pabīdiet zilo pogu uz augšējo pozīciju.

*Pabīdiet pogu uz augšu, līdz tā sasniedz robežu un vairs nevar tikt virzīta tālāk, un jūs redzēsiet, kā izlec sudraba blīvējums.

2.2 Noņemiet blīvējuma gredzenu un pēc tam atveriet augšējo vāciņu. (Zem vāciņa redzēsiet pogu)

2.3 Nospiediet pogu

*Nospiediet, līdz dzirdat "klikšķa" skaņu.

2.4 Atskrūvējiet apakšējo vāciņu

*Lūdzu, nenospiediet aplikatoru, pirms tas nav novietots uz paredzētās vietas.

2.5 Novietojiet aplikatora apakšdaļu pret paredzēto vietu. Piespiediet stingri ar aizvērtu augšējo vāciņu un turpiniet spiest aplikatoru, līdz dzirdat izteiktu "klikšķi".

2.6 Viegli noņemiet aplikatoru vertikāli.

Lūdzu, šobrīd nemetiet aplikatoru ārā!

2.7 Pārlecieties, ka sensors ir droši piestiprināts pie ādas, viegli berzējot ilmenti ap to 10 sekundes.

3. Pievienojiet sensoru lietotnē

3.1 Skenējot QR kodu uz aplikatora aizmugures, lai savienotu sensoru lietotnē.

3.2 Ja nevarat noskenēt kodu, varat arī manuāli ievadīt savienojuma kodu.

4. Lietojiet pārkāpuma plāksteri

Jums obligāti jālieto pārkāpuma plāksteris, lai sensors noturētos pie ķermeņa. Tas atrodas aploksnē sensoru kastītē.

*Izlasiet produkta instrukciju, kas pievienota jūsu nepārtrauktās glikozes uzraudzības sistēmai. Šajās instrukcijās ir svarīga informācija, ieskaitot paredzēto lietošanu, kontrindikācijas, brīdinājumus un piesardzības pasākumus.

Piezīme: Jūs varat apmeklēt [\[https://www.hippodiabetes.com/downloadsandguides/\]](https://www.hippodiabetes.com/downloadsandguides/) vai noskenēt QR kodu instrukcijas fotoattēla apakšā. Vai arī sazinieties ar savu vietējo pārstāvi, lai saņemtu produkta instrukciju

Iediekit programėlę ir prisijunkite

Nuskaitykite QR kodą, kad atsisisytumėte programėlę ir programėlėje registruokite „HiPPo“ paskyrą

1. Nuvalykite naudojimo vietą

1.1 Kruopščiai nusiplaukite rankas muilu ir leiskite joms natūraliai išdžiūti.

1.2 Rekomenduojame klijuoti ant išorinės žasto nugarinės pusės, nes šioje srityje paprastai yra daugiau riebalinio audinio.

*Jutiklis nėra išbandytas ar patvirtintas kitoms vietoms.

1.3 Dezinfekuokite šią vietą spiruline servetėle, kruopščiai nuvalykite ir leiskite natūraliai išdžiūti

2. Jutiklio naudojimas

2.1 Pastumkite mėlyną mygtuką į viršutinę padėtį.

* Pastumkite mygtuką aukštyn, kol jis pasieks savo ribą ir nebegalės būti stumiamas toliau, ir pamatysite, kaip iššoks sidabrinis sandariklis.

2.2 Išimkite sandarinimo žiedą ir tada atverkite viršutinį dangtelį. (Po dangteliu matysite mygtuką)

2.3 Paspauskite mygtuką

* Spauskite, kol pasigirs „spragtelėjimo“ garsas.

2.4 Atsukite apatinį dangtelį

* Prašome nepsausti žemyn aplikatoriaus, kol jis nėra uždėtas ant numatytos vietos.

2.5 Pridėkite aptinę aplikatoriaus dalį prie paruoštos vietos. Stipriai spauskite aplikatorių su uždarytu viršutiniu dangteliu ir darykite tai tol, kol pasigirs aiškus spragtelėjimo garsas.

2.6 Atsargiai ištraukite aplikatorių vertikaliai.

Prašome neišmesti aplikatoriaus!

2.7 Įsitikinkite, kad jutiklis tvirtai pritvirtintas prie odos – 10 sekundžių švelniai prispauskite lipnią juostelę aplink jutiklį.

3. Prijunkite savo jutiklį programėlėje

3.1 Nuskaitykite QR kodą aplikatoriaus kitoje pusėje, susiekite savo jutiklį su programėle.

3.2 Jei negalėsite nuskaityti kodo, taip pat galite įvesti porijungimo kodą rankiniu būdu.

4. Naudokite papildomą pleistrą

Kad jutiklis laikytųsi ant kūno, naudokite papildomą pleistrą. Jis yra jutiklio dėžutėje esančiame voke.

** peržiūrėkite įrenginio instrukciją, ji pateikiama su jūsų nuolatine gliukozės kiekio stebėjimo sistema. Šioje instrukcijoje pateikiama svarbi informacija, įskaitant indikacijas, kontraindikacijas, įspėjimus ir atsargumo priemonės.

Pastaba. Galite apsilankyti [\[https://www.hippodiabetes.com/downloadsandguides/\]](https://www.hippodiabetes.com/downloadsandguides/) arba nuskaityti QR kodą, esantį instrukcijos apacioje. Kad gautumėte įrenginio instrukciją, taip pat galite susisiekti su savo vietiniu pardavimų atstovu.

Signature

Seal

Date

HiPPo
BIOSENSORS

60 PAYA LEBAR ROAD
#11-53
PAYA LEBAR SQUARE
SINGAPORE (409055)

info@hippo-biosensors.com
<https://www.hippodiabetes.com/>

PureCE B.V.
Distributieweg 13
2742 RB Waddinxveen, THE NETHERLANDS

CE 0051

HiPPo BIOSENSORS is a registered trademark of
HiPPo MEDICAL PTE. LTD. in Singapore and/or other
countries.
All other product or company names that may be
mentioned in this publication are trademarks,
trademarks or registered trademarks of their
respective owners.



<https://www.hippodiabetes.com/downloadsandguides>

